



## Alcune possibilità di gioco con Flow-Ball KIDS®



Spingere soffiando la pallina verso l'alto, girandosi una o più volte intorno al proprio asse.



Porre un recipiente sul tavolo e dopo essersi allontanati un po' spingere la pallina nell'apertura soffiando forte.



Inclinare la Flow-Ball KIDS® leggermente verso il basso o verso l'alto in modo che la pallina giri velocemente intorno al proprio asse.



Soffiando, spingere la pallina verso l'alto quante volte si desidera e raccoglierla nuovamente nel canestro.



Soffiando, spingere la pallina verso l'alto e inclinando la Flow-Bal KIDS® passarla al partner. Il partner prende la pallina soffiando nella zona del suo cono d'aria. Trattiene la pallina nell'aria fino a quando il suo partner non ha inspirato di nuovo e può quindi riprenderla. È possibile continuare ad effettuare questo esercizio per quanto tempo di desidera.



Spingere soffiando la pallina verso l'alto e tenerla il più a lungo possibile in aria.



## Cura e manutenzione

Dal momento che durante l'uso il dispositivo Flow-ball KIDS® viene a contatto con la saliva raccomandiamo di pulire il dispositivo Flow-ball dopo l'uso. Rimuovere il cestino dallo stelo e lavare tutti i componenti in acqua saponata, sciacquare con acqua pulita, asciugare bene e riassemble. Una volta alla settimana si consiglia di pulire il dispositivo utilizzando le apposite pastiglie.

The Flow-Ball KIDS® is tested in accordance with EN 71 safety directives.

---

**Head Office:**

POWERbreathe International Ltd.  
Northfield Road, Southam,  
Warwickshire, CV47 0FG,  
England, UK.  
Tel: +44 (0)1926 816100  
[www.powerbreathe.com](http://www.powerbreathe.com)

**EC REP** HaB GmbH,  
Porschestra. 4,  
D-21423 Winsen an der Luhe,  
Deutschland.



Flow-ball KIDS® non è un giocattolo. Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per consentire l'esecuzione di esercizi respiratori. Qualsiasi altro utilizzo è altamente sconsigliato. Il materiale contenuto nel presente manuale ha esclusivamente fini informativi. POWERbreathe International Ltd non autorizza rappresentazioni o garanzie in merito al presente manuale o ai prodotti ivi descritti.

Non sono previste rivendicazioni né implicite nell'uso o come conseguenza dell'utilizzo dell'apparecchio in questione.

POWERbreathe International Ltd non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti, indiretti o incidentali, consequenziali o speciali, derivanti da o correlati all'uso improprio o deviazioni dall'uso previsto di questo materiale o dei prodotti in esso descritti.

Flow-ball KIDS® è un prodotto dal design protetto. Tutti i diritti riservati. Le specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso in virtù del programma di continuo sviluppo adottato dal produttore.

Il logo POWERbreathe è un marchio registrato di POWERbreathe Holdings Ltd. Tutti i nomi dei prodotti POWERbreathe sono marchi o marchi registrati di POWERbreathe Holdings Ltd.