




## メディクプラスに慣れる

### 図1：メディクプラスを調整する

外箱からメディクプラスとノーズクリップを取り出します。


メディクプラスを真っ直ぐに持ち、訓練負荷の調整を試します：負荷調整ノブを時計回りに回転させると訓練負荷が上がります。負荷調整ノブを反時計回りに回転させると訓練負荷が下がります。

メディクプラスの側面から数字付きの目盛りが見えます。負荷調整ノブを回転させると、内部負荷インジケーターケースが上限に動き、現在の訓練負荷が表示されます。




### 図2：負荷0

メディクプラスの負荷は0に設定されています。この負荷では、図に示すように内部の白い筒のベース部分が目盛りの最小負荷と一致しています。注：負荷を0より下げないでください。調整ネジが損傷する恐れがあります。




### 図3：メディクプラスを口に入れる。

真っ直ぐに座るか、立って、リラックスしてください。メディクプラスのハンドルを握り、マウスピースを口に入れます。唇でマウスピースの外側をぴったりとカバーし、上下の歯でバイトブロックをしっかりと噛みます。



## メディクプラスの組立て

### 組立て概要




注：メディクプラスはさらに細かい部品にまで分解することができますが（本体を除く）、誤って組み立ててしまう可能性が高いため推奨されません。


ただし、状態によって絶対負荷の最低値から開始する必要がある場合には、図1～6に示す手順に従ってください。

**負荷設定「0」未満で訓練する必要がある場合は、以下に示すようにバルブ式および/またはスプリングを外してください。**

**図1：**ハンドルカバーをそっと引き抜いて外します。（ハンドルカバーを組み立て直す際にバルブ式を負荷調整ノブにそっと回転させながら取り付ける必要があります。）



**図2：**そっと引いてバルブ式を外します。本体またはバルブ式を回転させないでください。図に示す位置決めピンが損傷する恐れがあります。組み立て直すには、位置決めピンとスロットを合わせてください。



## メディクプラスに慣れる

### 図4：メディクプラスを使って息を吸い込む。

できるだけ息を吐き出したら、口から素早く力強く息を吸い込みます。背中を伸ばし、胸部を広げて、できるだけ多くの空気を、できるだけ素早く吸い込みます。




### 図5：メディクプラスを使って息を吐き出す。

次に、肺が空になるまでゆっくりと受動的に口から息を吐き出し、胸部と肩の筋肉をリラックスさせます。呼吸をしたくなるまで息を止めます。メディクプラスを使った呼吸に自信がつくまでこの練習を繰り返します。注：息を切らせないこと - 目まいがした場合にはベースを落とし、息を吐き出した後にいったん中止してください。



### 図6：ノーズクリップを使用する。

図に示すように、ノーズクリップを装着して鼻孔を閉じます。引き続き、力強く息を吸い込んだら、ゆっくりと完全に息を吐き出します。注：ノーズクリップを使うことで、鼻からではなく口からの呼吸がしやすくなります。ただし、必須ではありませんので、不快に感じる場合はノーズクリップを外して訓練を行ってください。



## メディクプラスを使った訓練

### 患者向けガイド

医師による指示がない限り、以下の手順に従ってください。運動を実施する前に、必ず本取扱説明書4ページの「使用上の注意」をお読みください。

### 正しい訓練負荷を確認する：

推奨されるパワーブリーズ呼吸筋訓練を使った訓練は、30呼吸を1日2回です。\*訓練の効果を最大限に生かすためには、不快に感じない程度にできるだけ負荷を高くして運動を行う必要があります。

訓練初日は、メディクプラスの負荷を0に設定します（図1 - 「メディクプラスに慣れる」）。

この負荷でも運動が非常に難しいと感じる方がいらっしゃると思います。この負荷で30呼吸できない場合には、途中で少し休憩をはさんで良いので30呼吸の訓練を完了してください。

負荷0での30呼吸が難しい場合は、最初の週は、1日2回の訓練をこの負荷で続けてください。

負荷0で簡単に30呼吸の訓練を完了できた場合は、翌日にメディクプラスの負荷を1に設定して訓練を行います。この方法で、30呼吸時に負荷を十分感じるレベルまで1日に負荷を1つずつ上げながら訓練していきます。30呼吸時の負荷が十分に感じられるようになったら、その負荷で1日2回の訓練を1週間続けます。

同じ負荷でメディクプラスの訓練を1週間行った後は、負荷を半回転上げます。この負荷ですらに1週間訓練を続けます。これ以降は負荷を1週間に半回転ずつ上げていきます。

弊社ウェブサイト（powerbreathe.com）にてトレーニング日誌をダウンロードもしくはプリントアウトして、ご自身の記録をつけることができます。

\*30呼吸を1日2回行う訓練は負荷の高い訓練スケジュールで、全身のフィットネスを向上させるために訓練を行っている人々において非常に有効であることがわかっています（RomerおよびMcConnell, 2003年）。この訓練は、臨床試験で使用されている従来型の「低負荷訓練」よりも負荷が高いため、さらに短期間で行えるという大きなメリットがあります。最新のデータによると、低負荷訓練と高負荷訓練の利点は同程度であることが示唆されているため（Gosselinkら、2010年）、弊社では時間を節約できる訓練スケジュールのほうを推奨しています。ただし、高負荷訓練が難しい場合は、次ページの「低負荷訓練」のセクションを参照してください。

## 医療従事者向けガイド

本取扱説明書4ページの「使用上の注意」をお読みいただき、患者さんに呼吸筋訓練が適しているかを評価してください。

患者さんには、訓練実施前にメディクプラス呼吸筋訓練の適切な使用法を指導してください。適切な使用法を患者さんに指導する前に、次のセクションを参考にしてパワーブリーズの操作方法を理解しておいてください：「メディクプラスに慣れる」および「メディクプラスを使った訓練 - 患者向けガイド」。

メディクプラスを使った訓練に関するガイドは、欧州呼吸器学会の「Breathe」誌（McConnellら、Inspiratory muscle training in obstructive lung disease; how to implement and what to expect. September. vol 2(1),pp39-49, 2005年）の情報に基づくものです。弊社ウェブサイトで全文をダウンロードしていただけます。

その後7～10日間は、ベースラインMIPが60%になるまで、1日に半回転ずつ訓練負荷を上げてください。

この負荷で1週間訓練を行います。その後は、患者さんの吸気筋力の約60%を維持しながら1週間ごとに訓練負荷を上げていきます。注：MIP 60%の訓練は難しく、30呼吸を終えるまでに休憩をはさむ必要があるかもしれません。

注：マウスピースを使用できない患者さん、あるいは使いたがらない患者さんがいる場合は、メディクプラスのマウスピースの代わりにフェイスマスクをメディクプラスのスパーサーに取り付けて訓練をすることができます。

### 訓練負荷の設定：

臨床研究によると、訓練の効果を得るためには、吸気筋訓練の負荷を患者さんの最大筋力の30%超に設定することが有効であると示唆されています。さらに、負荷を高くするほど吸気筋が強化されることも証明されています。

## メディクプラスを使った訓練

### 優れた訓練テクニックを身に付ける：

メディクプラスを使って息を吸い込む場合、できるだけ深く、かつ素早く吸い込んでください。息を吐き出す場合は、肺が空になるまでゆっくりそっと吐き出してください。肺に空気が残らないように、できるだけ最後まで息を吐ききるようにします。次に息を吸い込むまで（息を吸いたくなるまで）約3～4秒間息を止めます。

訓練セッションで呼吸をするごとに、肺を空気で完全に満たすことがだんだん難しくなってくるのが実感できます。これは、呼吸筋の疲労によるものです。満足のいく呼吸ができない場合は、途中で少し休んでから訓練を続けてください。1回の訓練セッションに時間がかかる場合は、メディクプラスの負荷が高すぎる可能性があります。その場合は、負荷を半回転下げて訓練を続けてください。注：訓練では負荷を感じる必要があります。30呼吸終了時に、これ以上訓練を続けられないと感じられることを目指します。

「低負荷訓練」 - 訓練が難しいと感じている場合には、より負荷の低い訓練を長期間行うこともできます。これは、呼吸疾患のある方々に非常に有効であると証明された方法です。この場合には、負荷を低く設定して15分間呼吸を続けます（不明な場合は医師にご相談ください）。

息切れや目まいがしたり、咳が出る場合には少し休んでください。回復したらすぐに30呼吸まで訓練セッションを続けます。セッションが完了できなかった場合には、できるだけ速やかにセッションを完了させてください。12時間以上経過した場

合は完了できなかったセッションを無効とし、新たに通常の訓練セッションを開始します。

### 改善された呼吸を維持する：

4～6週間後には、呼吸筋が大幅に改善され、活動中の息切れが少なくなったと感じられます。このような状態になると、改善された呼吸機能を維持するために毎日メディクプラスを使用する必要はありません。週に3回メディクプラスを使って訓練するだけで、十分日々の生活を楽しむことができます。

「低負荷訓練」 - 訓練が難しいと感じている場合には、より負荷の低い訓練を長期間行うこともできます。これは、呼吸疾患のある方々に非常に有効であると証明された方法です。この場合には、負荷を低く設定して15分間呼吸を続けます（不明な場合は医師にご相談ください）。

最低負荷設定「0」でも負荷が強すぎて訓練できない場合は、校正済みの負荷スプリングまたはバルブ式を外し、絶対負荷最低値でメディクプラスを使用することができます。ページ10～11の図1～6をご覧ください。

## 医療従事者向けガイド

### 優れた訓練テクニックの教育：

患者さんにとって最初の数日が最も難易度が高いため、小休止を取るなど細心のコーチングが必要となります。訓練による息切れを我慢するよう促したり、訓練負荷を徐々に上げるようアドバイスしてください。一般に、1週間に負荷を5～10%上げることができます。

### 維持訓練：

4～6週間の訓練後には、患者さんの吸気筋力は大幅に向上し、運動時の息切れも少なくなったと感じられます。この段階では、向上した呼吸機能を維持するためにメディクプラスを使って毎日訓練をする必要はありません。週3回メディクプラスを使って訓練を行うことで、十分訓練の効果が維持できます。

また、吸気筋を最大限に回復させるために、負荷に対してできるだけ素早く息を吸い込むことが求められます。訓練中に吸気筋全体を使用するために、横隔膜と胸壁を組み合わせて呼吸する必要があります。咳をしなくなったり、息切れが強くなったりした場合には、休憩をはさむ必要があります。訓練刺激を維持するために休憩はできるだけ短時間にすることが重要です。

### メディクプラス - アクセサリー

特別な支援が必要な患者/ユーザ向けにさまざまなアクセサリをご用意しています：

- スパーサー
- 酸素マスクアダプター
- マスク
- パワーブリーズ フィルタ

詳細は、弊社ウェブサイト（powerbreathe.com）でご確認ください。