




Einsatzmöglichkeiten mit dem Flow-Ball KIDS®



SPIEL Möglichkeiten


Den Ball hochpusten und sich dabei ein oder mehrere Male um die eigene Achse drehen.



Ein Gefäß auf den Tisch stellen und aus einiger Entfernung durch kräftiges Pusten den Ball in die Öffnung befördern.



Den Flow-Ball KIDS® leicht nach unten oder oben neigen, dass sich der Ball beliebig schnell um die eigene Achse dreht.




Den Ball hochpusten und möglichst lange in der Luft halten.



Den Ball hochpusten und durch Neigen des Flow-Ball KIDS® dem Partner zuspielen. Dieser übernimmt ihn durch Pusten im Bereich seines Luftkegels. Er hält den Ball solange in der Luft, bis sein Mitspieler wieder eingeatmet hat und den Ball übernehmen kann. Dieser Vorgang kann beliebig lange fortgesetzt werden.



Den Ball beliebig oft hochpusten und im Pfeifenkorb wieder auffangen.



Pflege und Wartung

Da der Flow-Ball KIDS® während der Nutzung mit Speichel Berührung kommt, empfehlen wir, den Flow-Ball KIDS® nach jeder Verwendung zu reinigen. Trennen Sie den Korb vom Röhrchen und reinigen Sie alle Teile mit Seifenwasser. Spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab, trocknen Sie sie gründlich und setzen Sie sie wieder zusammen. Wir empfehlen Ihnen zudem, das Gerät einmal wöchentlich mit speziellen Reinigungstabletten zu reinigen.

Der Flow-Ball KIDS® ist nach „EN 71 Sicherheit“ geprüft.

Head Office:

POWERbreathe International Ltd.
Northfield Road, Southam,
Warwickshire, CV47 0FG,
England, UK.
Tel: +44 (0)1926 816100
www.powerbreathe.com

EC REP HaB GmbH,
Porschestra. 4,
D-21423 Winsen an der Luhe,
Deutschland.



Flow-Ball KIDS® ist kein Spielzeug. Das Gerät wurde ausschließlich zum Trainieren der Atemmuskulatur entwickelt. Eine anderweitige Verwendung ist nicht vorgesehen. Das in diesem Handbuch enthaltene Material dient lediglich Informationszwecken. POWERbreathe International Ltd. gewährt keinerlei Zusicherungen oder Garantie in Bezug auf dieses Handbuch oder die darin beschriebenen Produkte. Wir übernehmen ferner keinerlei Garantie hinsichtlich der Anwendung bzw. der Ergebnisse der Anwendung des Gerätes. POWERbreathe International Ltd. haftet nicht für unmittelbare, mittelbare, versehentliche, Folge- oder Sonderschäden, die durch eine Zweckentfremdung oder einen nicht sachgemäßen Gebrauch dieses Materials oder der hierin beschriebenen Produkte entstehen oder damit in Zusammenhang stehen.

Das Flow-Ball KIDS®-Produkt ist ein geschütztes Muster. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen auf Grundlage der fortlaufenden Entwicklungstätigkeit beim Hersteller vorbehalten.

Das POWERbreathe Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der POWERbreathe Holdings Ltd. Alle POWERbreathe Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragenen Warenzeichen der POWERbreathe Holdings Ltd.