



## Algumas sugestões de como usar o Flow-Ball KIDS®



Coloque uma tigela ou objeto semelhante sobre uma mesa. Afaste-se da mesa. Respire fundo, sopre no seu Flow-Ball KIDS® e tente acertar a bola na tigela. Jogue com um amigo e descubra quem faz mais pontos.

Sopre para fazer a bola subir no ar e tente mantê-la flutuando enquanto você se move em um círculo.

Incline o Flow-Ball KIDS® ligeiramente para cima ou para baixo (a partir do eixo horizontal) e sopre através dele para que a bola gire em diferentes velocidades.

Sopre para fazer a bola subir no ar o mais alto que puder e mantenha-a lá o maior tempo possível.

Jogo/exercícios para 2 jogadores: Incline o Flow-Ball KIDS® ligeiramente para baixo e sopre a bola para o alto. Seu parceiro de jogo deve soprar através do seu Flow-Ball ULTRA® e tentar pegar a bola flutuante de você enquanto estiver no ar. Agora você deverá tentar recuperá-la. O objetivo é passar a bola entre vocês tantas vezes quanto possível sem que a bola toque em um dos cestos e sem deixá-la cair!

Sopre para fazer a bola subir no ar e capture-a com o cesto. Repita quantas vezes quiser.

## Cuidado e manutenção

Como seu Flow-Ball KIDS® ficará exposto à saliva durante o uso, recomendamos que você faça a higienização do Flow-Ball KIDS® após o uso. Retire o cesto da haste e lave todas as peças com água e sabão, enxague com água limpa, seque bem e monte novamente. Uma vez por semana, recomendamos que seu dispositivo seja higienizado com pastilhas de limpeza aprovadas.

The Flow-Ball KIDS® is tested in accordance with EN 71 safety directives.

---

### Head Office:

POWERbreathe International Ltd.  
Northfield Road, Southam,  
Warwickshire, CV47 0FG,  
England, UK.  
Tel: +44 (0)1926 816100  
[www.powerbreathe.com](http://www.powerbreathe.com)

EC REP HaB GmbH,  
Porschestra. 4,  
D-21423 Winsen an der Luhe,  
Deutschland.



O Flow-Ball KIDS® não é um brinquedo. Este produto foi projetado para ser usado apenas para exercícios respiratórios. Qualquer outro uso não é recomendado. O material deste manual é apenas para fins informativos. A POWERbreathe International Ltd não faz representações ou garantias em relação a este manual ou em relação aos produtos aqui descritos. Nenhuma promessa é feita ou implícita quanto ao uso ou resultados do uso do equipamento aqui contido. A POWERbreathe International Ltd não será responsável por quaisquer danos, diretos, indiretos ou incidentais, consequentes ou especiais, decorrentes ou relacionados ao uso indevido ou desvios do uso pretendido deste material ou dos produtos aqui descritos.

O Flow-Ball KIDS® é um produto de design proprietário. Todos os direitos reservados. Como resultado do programa contínuo de desenvolvimento dos fabricantes, as especificações podem mudar sem aviso prévio.

O logotipo POWERbreathe é uma marca registrada da POWERbreathe Holdings Ltd. Todos os nomes de produtos POWERbreathe são marcas comerciais ou registradas da POWERbreathe Holdings Ltd.