



## Algunas posibilidades para jugar con el Flow-Ball KIDS®



Espiratoria


Sople la bola bien alto y gire una o dos veces sobre sí mismo antes de recogerla.



Ponga un jarrón en una mesa, tome distancia, sople fuertemente la bola e intente colarla en el jarrón.



Incline la Flow-Ball KIDS® un poco hacia abajo o hacia arriba y sople suavemente para que la bola pueda girar más o menos rápido sobre sí misma.



Mantenga la bola en el aire el máximo tiempo posible y lo más alto posible.



Sople la bola con la pipa inclinada hacia delante para pasársela a su compañero. Éste cogerá la bola soplando e intentando q siga en al aire hasta que su compañero haya respirado y esté preparado para recoger la bola. Este movimiento puede adaptarlo como desee.



Sople la pelota para que se eleve según desee y recójala con la cabeza de la pipa.



## Cuidados y mantenimiento

Como el Flow-Ball KIDS® estará expuesto a la saliva durante su uso, recomendamos limpiar el Flow-Ball KIDS® después de usarlo. Separe el cestillo del tubo y lave todas las piezas en agua y jabón, enjuáguelas con agua limpia, séquelas bien y vuelva a montarlas. Recomendamos limpiar el dispositivo una vez a la semana usando pastillas limpiadoras aprobadas.

The Flow-Ball KIDS® is tested in accordance with EN 71 safety directives.

---

**Head Office:**

POWERbreathe International Ltd.  
Northfield Road, Southam,  
Warwickshire, CV47 0FG,  
England, UK.  
Tel: +44 (0)1926 816100  
[www.powerbreathe.com](http://www.powerbreathe.com)

EC REP HaB GmbH,  
Porschestra. 4,  
D-21423 Winsen an der Luhe,  
Deutschland.



Flow-Ball KIDS® no es un juguete. Este producto está diseñado para usarlo exclusivamente en ejercicios de respiración. No se recomienda ningún otro uso. El material contenido en este manual tiene fines exclusivamente informativos. POWERbreathe International Ltd no realiza representación ni garantía alguna en relación con este manual ni en relación con los productos que se describen en el mismo. No se realizan reclamaciones explícitas ni implícitas en relación con el uso ni con los resultados del uso de este producto.

POWERbreathe International Ltd no se hace responsable de ningún tipo de daño, directo, indirecto o fortuito, consecuencial o especial, que surja o se deba al mal uso o a usos no previstos de este material o los productos aquí descritos.

Flow-Ball KIDS® es un producto con diseño protegido. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al programa de desarrollo continuo del fabricante. El logotipo de POWERbreathe es una marca comercial registrada de POWERbreathe Holdings Ltd. Todos los nombres de producto de POWERbreathe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de POWERbreathe Holdings Ltd.